



Mini UV Lampen

Produktbeschreibung

Mini 4-Watt UV Lampen, batteriebetrieben.
Hervorragend geeignet als tragbare Lampe für den Feld- und Laboreinsatz.

Foto zeigt (von rechts nach links):
UVG-4, UVSL-14P und UVL-4 lamps



Anwendungen

- Feldbesichtigungen
- Industrielle Untersuchungen
- Labor
- Edelsteinbearbeitung

Eigenschaften

- aus schlagfestem Kunststoff, verhindert Farbausbleichung und Rissbildung
- mit Nylonband zur sicheren Handhabung
- UV Mini-Handlampen mit Langwelle, Kurzwelle und Lang-/Kurzwelle Kombination
- 4 Watt
- Lampen haben Taschengröße
- 4 AA Batterien (nicht in der Lieferung enthalten)
- UVSL-14P enthält Schieberiegel zur Auswahl von Langwelle oder Kurzwelle.



UV L-4F

Technische Daten

Modell	Wellenlänge	Watt	Abmessungen (L x T x H)	Artikelnummer
UVG-4	254 nm	4 Watt	159 x 25 x 56 mm	110.4050
UVL-4	365 nm	4 Watt	159 x 25 x 56 mm	110.4051
UVSL-14P*	254 / 365 nm	4 Watt	159 x 25 x 56 mm	110.4053
UVL-4F	365 nm + Taschenlampe	4 Watt	201 x 51 x 32 mm	110.4052

*Modell UVSL-14P enthält einen Schieberiegel zur Auswahl von Langwelle oder Kurzwelle.