

## UV-Lampen VL-Serie ohne Filter (Blacklight)

### Produktbeschreibung

Die UV-Handlampen ohne Filter sind in 15 oder 30 Watt erhältlich. Lampen mit 15 W enthalten zwei Röhren und Lampen mit 30 Watt sind mit drei Röhren ausgestattet.

Die Black Light Lampen (BL) strahlen UV-Licht von 365 nm inklusive des Weißlichtanteils ab.



UV-Handlampen ohne Filter

### Eigenschaften


- hohe UV-Intensität
- spezieller Ondulex Reflektor für optimale Strahlungsintensität
- eloxiertes, unempfindliches Aluminium-Gehäuse
- vielseitig einsetzbar
- intuitive Bedienbarkeit

### Technische Daten

Modell	Röhren	Wellenlänge	Bestrahlungsstärke (mW/cm <sup>2</sup> )*	Abmessungen (B x T x H)	Gewicht	Artikelnr.
VL-215.BL	2 x 15 W	365 nm BL	0.108	505 x 140 x 100 mm	2,9 kg	110.0093
VL-330.BL	3 x 30 W	365 nm BL	0.312	963 x 140 x 107,5 mm	5,8 kg	110.0100

\*Bestrahlungsstärke gemessen in 2 m Höhe.

#### 15 Watt Lampen



#### 30 Watt Lampen

