

# LED Weißlicht Transilluminator

## Beschreibung

Einfacher Weißlicht-Transilluminator mit weißem Hintergrund-Licht ohne UV.

Bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Leuchtfläche.

Artikelnummer: 110.0261

## Beste Lichtdiffusion für eine optimale Aufnahmequalität von:

- Protein-Gelen
- Röntgen-Filmen
- Autoradiogrammen
- Mikrotiterplatten

## Eigenschaften

- 20 x 20 cm Lichtfläche
- LED Panel, Einzel LEDs aufeinander abgestimmt
- Hohe Homogenität: Diffusor zur optimierten Ausleuchtung
- Edelstahlrahmen



LED Weißlicht Transilluminator