



Qualitix® Reservoire/Lösungsbehälter

Produktbeschreibung

Aus wiederverwendbarem und autoklavierbarem Polypropylen. Ideale Anwendung für alle Routinearbeiten mit Ein- und Mehrkanalpipetten.

Mit und ohne Deckel lieferbar. Wählen Sie die Mehrkanalreservoire steril für Reinraum oder nicht steril.

Eigenschaften

- Geprägte Graduierung garantiert lange Lesbarkeit
- Abgerundete Ecken ermöglichen einfaches Ausgießen der Reagenzien
- Die Bodenform bietet hohe Standfestigkeit auf dem Labortisch
- Reservoire mit Deckel sind platzsparend, da stapelbar
- Mikroplattenformat: für Automation geeignet



V-Form Reservoir mit Deckel, stapelbar

Modell	Material	Volumen	Form	Steril	Verpackung	Bestellnummer
	Polypropylen	75 ml	V-Form	nein	20 / Verpackung	330.01
	Polypropylen	125 ml	V-Form mit Deckel	nein	20 / Verpackung	330.01L
	Polystyrol	48 ml 8 x 6 ml	8-Kanal	nein	30 / Verpackung	330.08
		48 ml 8 x 6 ml	8-Kanal	nein	100 / Verpackung	330.08XL
		48 ml 12 x 4 ml	12-Kanal	nein	30 / Verpackung	330.12
		48 ml 12 x 4 ml	12-Kanal	nein	100 / Verpackung	330.12XL
	Polystyrol	48 ml 8 x 6 ml	8-Kanal	ja	10 x 1 / Verpackung	330.08.9
		48 ml 12 x 4 ml	12-Kanal	ja	10 x 1 / Verpackung	330.12.9