



## PCR Platten - 96 x 0.1 ml

### Beschreibung

Diese Platten sind speziell für PCR- und qPCR-Anwendungen konzipiert und passen für die meisten (q)PCR-Cycler-Modelle, die Low Profile (LP) Produkte akzeptieren.

Sie bieten:

Garantierte und getestete Abwesenheit von nachweisbarer DNase, RNase, Metall, Pyrogenen. Können ohne Autoklavieren verwendet werden.

Die Bedeutung der Einwegartikel für eine (q)PCR-Reaktion wird oft unterschätzt. Diese PCR-Platten sind hochwertige (q)PCR-Gefäße und tragen erheblich zu reproduzierbaren und verlässlichen Ergebnissen bei.

Profitieren Sie von den Vorteilen und der Benutzerfreundlichkeit von (q)PCR-Platten höchster Qualität. Sie weisen immer die gleiche Zusammensetzung des Rohmaterials und eine gleichmäßige Wandstärke auf. Variablen bei der Einheitlichkeit und der Materialzusammensetzung können damit ausgeschlossen werden.

### Eigenschaften

96 x 0.1 ml Thin-wall Platte  
Low profile, SEMI skirted, frosted  
Geeignet für Robotik  
Farbe: weiß  
25 Platten/Packung

Bestellnummer: 102.0079

