



## Tube Rotator L29

### Beschreibung

Sehr flexibler und robuster Tube-Rotator. Geeignet für die Serierendrehung von Reagenzgläsern von 4–40 mm. Bietet Platz für bis zu 3 Disks gleichzeitig. Die Drehzahl ist analog einstellbar.

Durch seine Auswahl an unterschiedlichsten Rotoren ist dieses Gerät vielseitig einsetzbar (die Rotorübersicht finden Sie auf Seite 2). Ein stabiles Gerät für viele Tubegrößen.

### Technische Daten

Anzahl Plätze	1 für max. 3 Disks
Drehzahl	1 – 50 U/min*
Geschwindigkeitseinstellung	analog
Rotationswinkel	27° - 90° einstellbar
max. Beladung	2 kg
Abmessungen (B x T x H)	200 x 200 x 270 mm
Gewicht	3,6 kg
Tubegrößen Ø	4 - 40 mm
Motoreingangsleistung	40 W
Motorausgangsleistung	35 W
Plattenmaterial	Edelstahl rostfrei
Material Klemmen	Stahl, Nylon
zulässige Umgebungstemperatur	5 – 40 °C
rel. Luftfeuchtigkeit	80 %
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	60 W
Schutzklasse nach DIN EN 60529	IP 42
Artikelnummer	105.0050



Tube-Rotator L29 mit Rack 20-9/12 und Rack 12-25/28 (20 Klammern für 9-12 mm Tubes/12 Klammern für 25-28 mm)



Tube-Rotator L29 Basisgerät

\*bei Umdrehungen unter 5 U/min kann es, abhängig von der Netzspannung, zu kleinen Unregelmäßigkeiten kommen.

## Optionale Racks für Tube Rotator L29



Rack 10-28/32  
Disk mit 10 Klammern  
für Tubes von  
28 – 32 mm  $\varnothing$



Rack 10-32/40  
Disk mit 10 Klammern  
für Tubes von  
32 – 40 mm  $\varnothing$



Rack 12-25/28  
Disk mit 12 Klammern  
für Tubes von  
25 – 28 mm  $\varnothing$



Rack 15-22/25  
Disk mit 15 Klammern  
für Tubes von  
22 – 25 mm  $\varnothing$



Rack 18-19/22  
Disk mit 18 Klammern  
für Tubes von  
19 – 22 mm  $\varnothing$



Rack 20-16/19  
Disk mit 20 Klammern  
für Tubes von  
16 – 19 mm  $\varnothing$



Rack 20-12/16  
Disk mit 20 Klammern  
für Tubes von  
12 – 16 mm  $\varnothing$



Rack 20-9/12  
Disk mit 20 Klammern  
für Tubes von  
9 – 12 mm  $\varnothing$



Rack 30-6/9  
Disk mit 30 Klammern  
für Tubes von  
6 – 9 mm  $\varnothing$



Rack 40-4/6  
Disk mit 40 Klammern  
für Tubes von  
4 – 6 mm  $\varnothing$



Rack 60  
Trommel mit 60 Well  
für Tubes