

Reagenz Reservoirre Biotix

Beschreibung

Zertifiziert frei von DNase, RNase und Endotoxinen (Pyrogene). Hergestellt unter strengen Kontrollen in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk. Jede Charge wird auf Übereinstimmung und Genauigkeit mit dem Engineering getestet. Alle Rohstoffe sind nachvollziehbar.



Vorteile


- Entwickelt für den Einsatz in Mehrkanal-Pipettieranwendungen und voll kompatibel mit 12-Kanal-Pipettierern
- Angewinkelte Seiten und ein V-förmiger Boden ermöglichen eine maximale Reagenzienrückgewinnung
- Mit Graduierung und Ausgießern an den Ecken
- Erhältlich in Polyvinylchlorid (PVC) oder Polystyrol (PS)



55 ml Lösungsbehälter, für manuelles Pipettieren

50 ml Lösungsbehälter, für Automation

Modell	Material	Volumen	Typ	Steril	Menge	Artikelnummer
	Polystyrol	25 ml	manuell	nein	insgesamt 100 Reservoirre/ Packung 4 Packungen/ Umkarton	SR-0025-BWM
				ja	10 Pack à 1 Reservoir/ Packung	SR-0025-1 SWM
					10 Pack à 5 Reservoir/ Packung	SR-0025-5 SWM
	Polystyrol	25 ml 3 Well	manuell Mehrkanal	nein	insgesamt 100 Reservoirre/ Packung 4 Packungen/ Umkarton	SR-0025-B3SWM
				ja	310 Pack à 1 Reservoir/ Packung	SR-0025-13SWM
					10 Pack à 5 Reservoir/ Packung	SR-0025-53SWM



Reagenz Reservoirre Biotix

Modell	Material	Volumen	Typ	Steril	Menge	Artikelnummer
	Polystyrol	50 ml	Automation	nein	insgesamt 100 Reservoirre/ Packung 1 Packung/ Umkarton	SR-0050-BC
				ja	100 x 1 Reservoir/ Packung	SR-0050-1SC
					40 x 5 Reservoirre/ Packung	SR-0050-5SC
	PVC	55 ml	manuell	nein	insgesamt 100 Reservoirre/ Packung 4 Packungen/ Umkarton	SR-0055-BNM
	APET			nein	20 Deckel/Packung 4 Packungen/ Umkarton	SL-0055-BCM
	Polystyrol			ja	10 x 1 Reservoir/ Packung	SR-0055-1SNM
					10 x 5 Reservoirre/ Packung	SR-0055-5SNM
	Polystyrol	100 ml	Automation	nein	100 x 1 Reservoir/ Packung	SR-0100-BC
				ja	100 x 1 Reservoir/ Packung	SR-0100-1SC
					40 x 5 Reservoirre/ Packung	SR-0100-5SC
	Polystyrol	100 ml	manuell	nein	insgesamt 100 Reservoirre/ Packung 4 Packungen/ Umkarton	SR-0100-BNM
				ja	10 x 1 Reservoirre 4 Packungen/ Umkarton	SR-0100-1SNM
					10 x 5 Reservoirre 4 Packungen/ Umkarton	SR-0100-5SNM