



labortechnik

LTF Labortechnik GmbH & Co. KG · Hattnauer Straße 18 · 88142 Wasserburg

LTF Labortechnik GmbH & Co. KG
Hattnauer Straße 18
D-88142 Wasserburg

Telefon: +49 (0) 83 82 / 98 52-0
Telefax: +49 (0) 83 82 / 98 52-32
E-Mail: info@labortechnik.com
Internet: www.labortechnik.com

WARTUNG BRINGT SICHERHEIT!

Sie haben eine
PCR-Workstation
UV-Airclean?

Folgende Komponenten einer
UV-Airclean Workstation werden
bei der Wartung vor Ort
ausgetauscht bzw. überprüft:

- UV-Röhren*
sowie Weißlicht-Röhren
- Starter für Röhren*
- Rezirkulator-Filter
- Frontscheibendichtungen
- Ventilator-Motor (Rezirkulator)
- UV-Sicherheitsschalter



Alternativ bieten wir Ihnen ein günstiges **Austausch-Set**. Enthalten sind 2/3 UV-Röhren*,
eine WL-Röhre, 3/4 Starter* und zwei Filter. Diese können Sie selbst wechseln.

*je nach Baujahr und Modell

Angebot siehe Rückseite.



WARTUNG UV-Airclean Workstation

Fax +49 (0) 83 82 / 98 52 - 32

Tel.: +49 (0) 83 82 / 98 52 - 0
info@labortechnik.com
www.labortechnik.com

Austausch-Set
133.- / 215.- €*
*+MwSt. und Versandkosten

Bitte informieren Sie mich über:



Neugerät

- UV-Airclean standard
- UV-Airclean large



Wartungsangebot

- UV-Airclean standard
- UV-Airclean large



Austausch-Set

(zur Selbstmontage)

- UV-Airclean standard
Preis: 133.- €* Artikelnr.: 112.0099
- UV-Airclean large
Preis: 215.- €* Artikelnr.: 112.0098

Absender:

Universität / Firma: _____

Institut / Abteilung: _____

Vorname / Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Bemerkungen: _____