



# UV Dunkelkammer Large / Chromato Vue

## Beschreibung

Die Dunkelkammern verfügen über eine abnehmbare Bodenplatte, damit sie über großen Proben oder einem Transilluminator platziert werden können. Die Kabinetts sind aus UV-stabilem, lichtdichtem Kunststoff gefertigt und CE-zertifiziert.

## Modelle

Das Chromato-Vue-Kabinett **C-70** verfügt über je zwei kurzwellige und langwellige 15-Watt UV-Röhren, die an einer Seite des Kabinetts montiert sind.

Das Modell **C-71** ähnelt dem C-70, hat jedoch vier langwellige 15-Watt-UV-Röhren auf einer Seite des Geräts.

Die 254 nm und 365 nm UV-Röhren im **C-75** sind auf zwei Seiten des Schrankes angeordnet und bieten eine gleichmäßige UV-Beleuchtung für Fluoreszenzstudien.



Dunkelkammer C-70 / C-71



Dunkelkammer C-75

## Anwendungen

- Zerstörungsfreie Prüfung
- Dokument-Verifizierung
- Dünnschicht-Chromatographie

### Modell C-70, Artikelnummer 110.5305

UV Quelle	254 nm und 365 nm
Watt	15 W (zwei Röhren pro Wellenlänge)
Beleuchtung	Weißlicht
Abmessungen innen (L x B x H)	432 x 356 x 127 mm
Abmessungen außen (L x B x H)	594 x 400 x 330 mm
Gewicht	10.3 kg

### Modell C-71, Artikelnummer 110.5306

UV Quelle	365 nm
Watt	15 W (vier Röhren)
Beleuchtung	Weißlicht
Abmessungen innen (L x B x H)	432 x 356 x 127 mm
Abmessungen außen (L x B x H)	594 x 400 x 330 mm
Gewicht	10.3 kg

**WARNUNG:**  
Augen und Haut nicht ungeschützt der kurzwelligen ultravioletten Strahlung aussetzen, da die Strahlen für ungeschützte Augen und Haut schädlich sein können.

### Modell C-75, Artikelnummer 110.5307

UV Quelle	254 nm und 365 nm
Watt	15 W (zwei Röhren pro Wellenlänge)
Abmessungen innen (L x B x H)	432 x 356 x 167 mm
Abmessungen außen (L x B x H)	602 x 419 x 400 mm
Gewicht	8 kg