



Proben-Kühlregal aus Edelstahl

Beschreibung

Horizontale Edelstahl-Regale mit voll ausziehbaren Schubladen.

Geeignet für 15 ml und 50 ml Tubes.

Alle Röhrchen werden aufrecht gelagert und passen für alle 15 ml und 50 ml Tubes.

Für einen ungehinderten Zugang zu allen Proben, lässt sich die Schublade ganz herausziehen.

Alle Röhrchen sind in einem Gittersystem organisiert, das eine gleichmäßige Zirkulation fördert.



Modelle

Tubegröße	15 ml	15 ml	50 ml	50 ml
Regalgröße	419 x 140 x 252 mm	559 x 140 x 252 mm	559 x 140 x 252 mm	419 x 140 x 252 mm
Fassungsvermögen gesamt	120 Tubes	160 Tubes	78 Tubes	60 Tubes
Artikelnummer	113.3515	113.3520	113.3530	113.3620