

# UV-Ersatzröhren VL-Serie

## Produkteigenschaften

- Original VL-Ersatzröhre
- Erstausrüstungsqualität
- für optimale Ergebnisse



| Watt                                | Wellenlänge | Artikel-Nr. | Modell        | Röhrenlänge* ca. |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| 6 W                                 | 254 nm      | 110.0130    | T-6.C         | 211 mm           |
| 6 W                                 | 365 nm      | 110.0131    | T-6.L         | 211 mm           |
| 6 W                                 | Weißlicht   | 110.0150    | T-6.WL        | 211 mm           |
| 8 W                                 | 254 nm      | 110.0133    | T-8.C         | 288 mm           |
| 8 W                                 | 312 nm      | 110.0132    | T-8.M         | 288 mm           |
| 8 W                                 | 365 nm      | 110.0134    | T-8.L         | 288 mm           |
| 8 W                                 | Weißlicht   | 110.0135    | T-8.WL        | 288 mm           |
| 15 W                                | 254 nm      | 110.0137    | T-15.C        | 435 mm           |
| 15 W                                | 312 nm      | 110.0136    | T-15.M        | 435 mm           |
| 15 W                                | 365 nm      | 110.0138    | T-15.L        | 435 mm           |
| 15 W                                | Weißlicht   | 110.0153    | T-15.WL       | 435 mm           |
| 15 W                                | Tageslicht  | 110.1050    | L15W/11PL-860 | 435 mm           |
| 20 W                                | 254 nm      | 110.0141    | T-20.C        | 586 mm           |
| 20 W                                | 312 nm      | 110.0140    | T-20.M        | 586 mm           |
| 20 W                                | 365 nm      | 110.0139    | T-20.L        | 586 mm           |
| 30 W                                | 254 nm      | 110.0143    | T-30.C        | 892 mm           |
| 30 W                                | 312 nm      | 110.0159    | T-30.M        | 892 mm           |
| 30 W                                | 365 nm      | 110.0142    | T-30.L        | 892 mm           |
| 40 W                                | 254 nm      | 110.0145    | T-40.C        | 1197 mm          |
| 40 W                                | 312 nm      | 110.0146    | T-40.M        | 1197 mm          |
| Starter ST-151 für Röhren 4 –15 W   |             | 110.0161    | ST-151        | -                |
| Starter ST-111 für Röhren 30 / 40 W |             | 110.0162    | ST-111        | -                |

\*Röhrenlänge ohne Verbindungsstifte