

Vertikales Edelstahlregal für Standard Tube-Behälter

Beschreibung

Rostfreie Edelstahl-Regale für die Lagerung von Probenboxen in Tiefkühltruhen.

Ein praktischer Griff an der Oberseite des Regals dient dem problemlosen Herausziehen der Proben. Ein zusätzlicher Riegel verhindert das Herausrutschen der Boxen bei der Entnahme.

Ideal für die Lagerung von Probenboxen in Tiefkühltruhen bei -20°C und -90°C.

Passend für die Verwendung von Standard-Lagerboxen mit den Maximal-Maßen 136 x 136 x 55 mm.



Vertikales Edelstahl-Regal,
Beispielabbildung mit 11
Fächern.

Kapazität	Abmessung
8 Plätze übereinander	147 × 159 × 479 mm
9 Plätze übereinander	147 × 159 × 538 mm
10 Plätze übereinander	147 × 159 × 596 mm
11 Plätze übereinander	147 × 159 × 655 mm
12 Plätze übereinander	147 × 159 × 714 mm

Weitere Modelle auf Anfrage.