

Dokumentations-System - Multi-Doc It TLC

Produktbeschreibung

Dunkelkammer für die Darstellung von Dünnschichtchromatographie (TLC) in brillanten Farben, wie z. B. Ginko Biloba. Das Modell Multi-Doc It TLC ist bereits mit 254 nm und 365 nm UV-Lampen ausgestattet. Multi-Doc TLC besteht aus einem Metallkabinett mit großer Fronttür und Sicht-Klappe inkl. Weißlicht-Innenbeleuchtung und Sicherheitsabschaltung.

Artikelnummer: 115.9430

Anwendungsgebiet

- Dünnschicht-Chromatographie (TLC)

Eigenschaften

- Hochauflösende Digitale Farbkamera mit einer Auflösung von 24 Megapixeln
- Erfassungssoftware ermöglicht Live-Vorschau der Bilder
- Zwei Overhead-UV-Lampen für die Dünnschichtchromatographie (TLC)
- inkl. Standard Aufnahme- und Dokumentationssoftware
- preiswerte Lösung für hochqualitative Dokumentationen von Dünnschicht-Chromatografien
- Abmessungen ca.:
323 x 356 x 483 mm (L x B x H)

Vorteile

Zoom, Belichtungszeit, Bildausschnitt und Auflösung lassen sich über die Akquisitionsoftware direkt vom PC aus steuern. Die Aufnahme wird über USB auf den Rechner übertragen. Zur Archivierung, Beschriftung und Nachbearbeitung steht das Softwaremodul zur Verfügung.



Multi-Doc It TLC Dokumentations-System



Multi-Doc It TLC, offen mit 2 UV Lampen