

Analoger Wippschüttler WS10

Produktbeschreibung

Der Wippschüttler WS 10 zeichnet sich durch langsame, lineare Wippbewegungen aus. Dieser gleichmäßige Bewegungsmodus bei niedriger Drehzahl garantiert eine optimale Versorgung und Gleichbehandlung von Parallelkulturen oder Zelllinien. Das Gerät ist im Dauerbetrieb einsetzbar. Als Zubehör ist ein Mehretagenaufsatz lieferbar, mit dem die Beladungskapazität erhöht werden kann.

Anwendungsbereiche

Wippschüttler mit stufenloser Drehzahleinstellung für schonende Mischaufgaben. Zum homogenen Mischen in Kulturflaschen und Petrischalen oder Kolben für reproduzierbare Versuchsergebnisse.



Basisgerät mit Schwingplatte und Gummimatte.

Technische Daten

Größe Arbeitsplattform	340 x 340 mm
Max. Belastung	10 kg
Schüttelwinkel	5° fix
Drehzahl-Regelbereich	1 – 23 min ⁻¹ , stufenlos
Zeitschaltuhr	0 – 120 min / Dauerbetrieb
Umgebungs-temperatur	+5°C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 85%
Stromanschluss (Adapter)	24 V DC 50/60 Hz
Schutzart	IP 21
Wärmeabgabe	ca. 3 W
Maße (B x T x H)	355 x 450 x 205 mm
Gewicht	18,5 kg
Artikelnummer Basisgerät inklusive Wipp-Platte und Anti-Rutschmatte	105.0920


Optionales Zubehör

Mehr-Etagen-Aufsatz WS / TL

Zwei Zusatz-Plattformen inkl. zwei Tablare und Anti-Rutschmatte

Größen:

340 x 340 mm oder
340 x 500 mm



Mehr-Etagen-Aufsatz