

IsoFreeze PCR Rack

Produktbeschreibung

Perfekte optische Kontrolle für Ihre Proben!
Der Mittelteil des Racks ist mit einem Gel gefüllt. Dieses ist in der Lage einen temperaturabhängigen Farbwechsel vorzunehmen. So erkennen Sie sofort, ob Ihre Proben noch die richtige Temperatur haben.

Eine deutliche Veränderung der Farbe bei 7°C zeigt an, dass die Temperatur des Racks oder sogar eines einzelnen Wells auf über die normale Kühltemperatur steigt.

Jedes Gestell wird mit einem individuellen Schnappdeckel aus transparentem Polypropylen geliefert.

Spezifikationen

- Für 96 x 0,1 oder 96 x 0,2 ml Tubes
- für Einzeltubes, Striptubes oder PCR Platten
- behält die Proben­temperatur von weniger als 4°C für ca. 4 Stunden
- deutlicher Farbwechsel bei 7°C
- Abmessungen (Rack + Deckel):
70 x 105 x 146 mm
- 2 Modelle:
 - Farbe wechselt von grün (kalt) zu gelb (warm)
 - Farbe wechselt von violett (kalt) zu pink (warm)



IsoFreeze PCR Rack grün/gelb



IsoFreeze PCR Rack violett/pink

Modelle

Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	Artikelnummer
IsoFreeze PCR Rack Passende Tubegrößen: 96 x 0,1 oder 96 x 0,2 ml	grün/gelb	2 Stück	104.0046
IsoFreeze PCR Rack Passende Tubegrößen: 96 x 0,1 oder 96 x 0,2 ml	violett/pink	2 Stück	104.0043