

## Edelstahl-Regale Horizontal mit Auszug

### Beschreibung

Horizontale Edelstahl-Regale mit voll ausziehbaren Schubladen. Zeitsparend, da die Gefäße nicht in und aus Lagerboxen umgesetzt werden müssen.

Geeignet für 15 ml und 50 ml Tubes (nicht im Lieferumfang enthalten). Alle Röhrcchen werden aufrecht gelagert.  
Für einen problemlosen Zugang bis zu den hintersten Proben, lässt sich die Schublade ganz herausziehen.

Alle Röhrcchen sind in einem Gittersystem organisiert, das eine gleichmäßige Zirkulation fördert.



Edelstahlregal ER 78

### Modelle

Modell	ER 60	ER 78	ER 120	ER 160
Abbildung				
Max. Kapazität	60 Röhrcchen	78 Röhrcchen	120 Röhrcchen	160 Röhrcchen
Passende Tubegrößen	15/50 ml	15/50 ml	15/50 ml	15/50 ml
Anzahl Schubladen	1	2	2	2
Abmessungen (L x B x T)	140 x 419 x 126 mm	140 x 559 x 252 mm	140 x 419 x 252 mm	140 x 559 x 252 mm