

Reagenzglasgestelle aus Acrylglas Für 50 ml Röhrchen

Beschreibung

Hochwertige und standfeste Acrylglasgestelle.
Praktisch als Ständer für die Zwischenlagerung
im Labor.

Geeignet für 50 ml Tubes.
In drei verschiedenen Größen erhältlich.
Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Reagenzglasgestell für 2 x 6 Tubes

Modelle

Beschreibung	Volumen Röhrchen	Artikelnummer
Röhrchenständer für 2 x 6 Stück	50 ml Röhrchen	100.272
Röhrchenständer für 3 x 6 Stück	50 ml Röhrchen	100.270
Röhrchenständer für 2 x 4 Stück	50 ml Röhrchen	100.274