

Polypropylen PCR Arbeitsrack 96er Format

Produktbeschreibung

Polypropylen-Rack zur Probenlagerung oder zum Einsatz als Arbeitsgestell. Für eine Vielzahl von Anwendungen zur Probenverarbeitung vor und nach der PCR.

Das im Standard formatierte Rack wird mit einem transparenten Schnappdeckel geliefert.

Sie sind garantiert formstabil und halten Temperaturen bis -90°C stand.

Spezifikationen

- Für alle Standard PCR-Strip-Tubes und Platten (96 x 0,2 ml)
- Deckel inklusive
- Mit und ohne Deckel stapelbar
- langlebiges Polypropylen für Temperaturen bis -90°C
- Abmessungen mit Deckel: 138 x 98 x 39 mm (L x B x H)
- Achtung: nicht autoklavierbar!



96 well PCR Arbeitsrack

Abbildung	Farbe	Beschreibung Verpackungseinheit
	5 Farben gemischt Farben wie abgebildet	96-Well PCR-Rack Inklusive Deckel VE: 5 Boxen