

Vierseitiges Flipper Rack

Beschreibung


Diese vierseitigen Arbeitsracks aus Polypropylen sind garantiert formstabil und halten Gefrier- und Autoklavierbedingungen stand.

Jede Seite des Racks ist für Röhrchengrößen von 0,5 ml bis 50 ml ausgelegt. Zur einfachen Identifizierung sind die Ränder des Racks mit gut lesbaren Buchstaben und Zahlen beschriftet.

Die Racks werden im 5er-Pack geliefert und bieten maximale Arbeitsfläche und Vielseitigkeit.

Spezifikationen

- Kompaktes und vielseitiges Rack für gängige Röhrchengrößen
- Passende Röhrchengrößen:
Seite 1: 32 x 1,5ml- oder 2,0-ml
Seite 2: 32 x 0,5-ml
Seite 3: 12 x 5 ml oder 15 ml
Seite 4: 4 x 50-ml
- Buchstaben und Zahlen auf beiden Seiten des Racks erleichtern die Probenidentifizierung.
- Hergestellt aus robustem Polypropylen für einen Temperaturbereich von -90 °C bis 121 °C.
- Abmessungen (B x T x H): 171 x 91 x 54 mm



Vierseitige Arbeitsracks, 5 verschiedenen Farben

Abbildung	Farbe	Beschreibung Verpackungseinheit
	Gemischte Farben (gelb, rot, blau, grün, orange)	Vierseitige Arbeitsracks Material: Polypropylen VE: 5 Racks/Packung