

# ECX Kompakt-Transilluminatoren

## Produktbeschreibung

UV-Transilluminatoren zur Dokumentation und Präparation in verschiedenen Wellenlängen und Filtergrößen. UV-Tische vom Typ ECX vereinen kompakte Maße und Wirtschaftlichkeit.

Das justierbare Schutzschild kann in jedem beliebigen Winkel eingestellt werden und schützt so den Anwender vor schädlicher UV-Strahlung.



ECX Kompakt UV-Transilluminator

## Eigenschaften

- Unbegrenzte Lebenszeit des Filters für 312 nm und 365 nm
- kein Flackern der Röhren
- geringer Anteil an Infrarotlicht
- Intensitätswahlschalter (70% | 100%)
- Ondulex<sup>R</sup>-Reflektor
- stufenlos verstellbares UV-Schutzschild
- Rahmen aus Edelstahl

## Modelle

| Modell        | Wellenlänge | Filterfläche | Röhren  | Intensität einstellbar | Artikelnummer |
|---------------|-------------|--------------|---------|------------------------|---------------|
| ECX-F 15.M V1 | 312 nm      | 150 x 150 mm | 4 x 8 W | 70 %   100 %           | 110.0047      |
| ECX-F 20.L V1 | 365 nm      | 200 x 200 mm | 5 x 8 W | 70 %   100 %           | 110.0041      |
| ECX-F 20.M V1 | 312 nm      | 200 x 200 mm | 5 x 8 W | 70 %   100 %           | 110.0049      |
| ECX-F 20.C V1 | 254 nm      | 200 x 200 mm | 5 x 8 W | 70 %   100 %           | 110.0048      |
| ECX-F 26.M V1 | 312 nm      | 210 x 260 mm | 5 x 8 W | 70 %   100 %           | 110.0051      |
| ECX-F 26.C V1 | 254 nm      | 210 x 260 mm | 5 x 8 W | 70 %   100 %           | 110.0050      |

## Allgemeine Technische Daten

|                                                                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)<br>mit UV-Schutzschild<br>ohne UV-Schutzschild | 350 x 280 x 100 mm<br>350 x 280 x 70 mm   |
| Höhenlage                                                              | ≤ 2000 m                                  |
| Luftfeuchtigkeit                                                       | 20% – 80%<br>(keine Kondensation erlaubt) |
| Betriebstemperatur                                                     | 5° – 33°C                                 |