

Original Tubes für MyGo-Cycler

0,1 ml Single-Tubes

Beschreibung

0,1 ml Einzeltubes mit angehängtem Deckel. Passend für alle MyGo-Cycler.

Beschaffenheit:

- Deckel flach, low profile
- klar
- PCR performance getestet

Frei von:

- Dnase/Rnase
- DNA/RNA
- Pyrogen

Verpackungseinheit:

1000 Stück pro Packung



MyGo Single-Tubes mit angehängtem Deckel

0,1 ml 8-Strip-Tubes

Beschreibung

0,1 ml Real-Time PCR Tubes. Die Strip-Tubes sind für alle MyGo-Cycler geeignet.

Modelle: MyGo Pro, MyGo ESR, MyGo Mini

Beschaffenheit:

- Deckel flach, low profile
- klar
- PCR performance getestet

Frei von:

- Dnase/Rnase
- DNA/RNA
- Pyrogen

In zwei Varianten erhältlich:

- Strip-Tubes mit angehängtem Deckel:
Artikelnummer: 102.1504
- Strip-Tubes mit extra Deckel:
Artikelnummer Tubes: 102.1502
Artikelnummer Deckel: 102.1503

Verpackungseinheit:

je 120 Strips oder 120 Deckel pro Packung



Strip-Tubes mit angehängtem Deckel
(Art. Nr. 102.1504)



Strip-Tubes mit Deckel extra
(Art. Nr. Deckel 102.1503, Art.Nr. Tubes 102.1502)