

8er Strip-Tubes, gewölbte Deckel, angehängt

Beschreibung

Einheitliches dünnwandiges Design für optimale Wärmeübertragung. Dadurch sind die Tubes speziell für die PCR geeignet.

Verfügbar in steril, farblich sortiert, steril sortiert oder transparent unsteril.
Mit angehängtem Deckel (Domed Cap) zur Vermeidung von Crosskontaminationen


Jede Charge wird einer strengen Prüfung und Einzelchargenprüfung unterzogen.

Alle Tubes sind zertifiziert frei von:

- DNA
- DNase & RNase
- Endotoxine (Pyrogene)



0,2 ml Strip-Tubes mit gewölbtem Deckel, anhängend



Technische Daten

Beschreibung	0.2 ml 8er Strip-Tubes mit angehängtem Domed Cap			
Material	reines Polypropylen			
Kompatibilität	kompatibel mit den meisten Thermocyclern			
Tube Typ	NP, transparent 102.5200 (3428.8.X)	NP, farblich sortiert 3428.8A.X	NP, transparent, Pre-Sterile 102.5201 (3728.8S.X)	NP, farblich sortiert Pre-Sterile 3728.8AS.X)
Inhalt	Bulk, Tubes & Deckel			
Verpackungseinheit	10 Beutel mit 12 Tubes/Packung ; 10 Packungen/Karton			
Autoklavierbarkeit	autoklavierbar bei 121°C für 15 Minuten bei 15 PSI			
Produktionsstandard	Das Produkt wird unter einem strengen Qualitätskontrollsystem in einem RNase/DNase-freien Reinraum gemäß den Normen ISO 9001:2000 hergestellt. Das Personal trägt im Montagebereich Spezialkleidung und Handschuhe. Die kostenlose RNase/DNase Zertifizierung wird für jede Charge nach Bedarf nachgewiesen.			